

NIMAGEN CONTINUERÀ A FORNIRE I REAGENTI PER I SEQUENZIATORI DELLA SERIE APPLIED BIOSYSTEMS 3130

La **Resnova** informa i propri Clienti che la Società **NimaGen**, di cui la nostra Società è distributore esclusivo, ha annunciato che potrà continuare ad offrire la gamma di reagenti per il sequenziamento Sanger e per l'elettroforesi capillare (CE), compatibili con i **sequenziatori ABI™ 310, 3100, 3130, 3130xl, 3730, 3730xl, 3500(*)**. Questa notizia è arrivata in concomitanza all'annuncio della Società Thermo Fisher Scientific che dal 1° gennaio 2023 non avrebbe fornito più prodotti di consumo per i suoi analizzatori genetici 3130/3130XL per il sequenziamento di Sanger e l'analisi dei frammenti.

Per questo motivo vogliamo evidenziare in particolare i seguenti prodotti e le loro caratteristiche:

I polimeri NimaPOP™:



- Elevata risoluzione dei dati e risultati riproducibili.
- Maggior stabilità.
- **Non necessitano di alcuna modifica di protocolli**, condizioni sperimentali o calibrazioni spettrali.
- Compatibili con tutti i Genetic Analyzer Applied Biosystems(*) ed i software di analisi attualmente in commercio (tra cui KB basecaller, Phred e PeakTrace).
- Offre prestazioni eccellenti in combinazione con il buffer di corsa **NimaPOP™10X Running Buffer**.

Il ReCAP™ Capillary Regeneration Kit:

- **Sviluppato e ottimizzato per la rigenerazione dei capillari**, migliora visibilmente la qualità dei dati con un solo utilizzo.
- Disponibile per sequenziatori ABI™ 3130/3130xl e per ABI™ 3730/3730xl.
- **Protocollo semplice e rapido**: 4 buffer, da caricare in sequenza nello strumento, eseguendo il protocollo integrato *Water Wash Wizard*



Per maggiori dettagli sulla dismissione dei prodotti Thermo Fisher Scientific e sulla continuità di fornitura degli analoghi prodotti della linea Nimagen, vi invitiamo a scaricare al seguente [LINK](#) la comunicazione ufficiale pubblicata dalla stessa Società produttrice o contattare il [Servizio Clienti](#) ai recapiti in calce:

Servizio Clienti  S.r.l.

Via dei Colli San Paolo 3/D - 00072 ARICCIA (RM) - Italy - Tel.: (+39) 06 93955058 - Fax.: (+39) 06 93955059

E-mail: servizioclienti@resnovaweb.it Per invio ordini: ordini@resnovaweb.it PEC-mail: resnova@pec.it

Sito WEB: www.resnovaweb.com