

SPECIALE

PCRBIO SYSTEMS
simplifying research

I vostri pareri:



"Mi è stato proposto di provare il kit PCRBIO HS Taq DNA Polymerase come possibile alternativa alle Taq utilizzate di routine nel nostro laboratorio. In una prova comparativa la Taq di nuova generazione di PCR Biosystems ha dato risultati molto positivi, evidenziando maggiore sensibilità ed efficienza di amplificazione. Gli enzimi della PCR Biosystems potrebbero quindi facilitare la conferma dell'integrazione del transgene nella produzione di piante stabilmente trasformate".

Gentilmente fornito da:

Dr. Pietro Ariani, PhD
Laboratorio di Fitopatologia
Dipartimento di Biotecnologie
Università degli Studi di Verona

"Utilizziamo le qPCRBIO Probe Mix per la quantificazione del DNA genomico e batterico: qPCRBIO SyGreen Mix Lo-Rox e qPCRBIO Probe MIX Lo-Rox; entrambe ottime! Ad oggi abbiamo testato la qPCRBIO SyGreen Mix Lo-Rox sullo strumento Abi Prism 7500, ottenendo, grazie all'elevata sensibilità, degli ottimi risultati; invece la qPCRBIO Probe Mix Lo-Rox è stata testata su due strumenti differenti, Abi Prism 7500 e sul ViiA7, i risultati ottenuti sono comparabili. Altamente efficiente e funzionale; sul ViiA7 funziona benissimo in FAST, sicuramente di qualità superiore di molte Master Mix (testate) prodotte da altre aziende. Siamo pienamente soddisfatti della qualità di entrambe le Master Mix, ne consigliamo senz'altro l'acquisto".

Gentilmente fornito da:

Dr.ssa Francesca Cura
Gruppo Prof. Carinci
Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale
Università degli Studi di Ferrara

"Ho usato il kit Rapid Extract PCRBIO per genotipizzare i topi durante la generazione di una colonia knock out per uno specifico gene. Il prodotto permette di accorciare notevolmente i tempi di estrazione del DNA dalla punta della coda dei topi. Grazie all'ottima qualità del DNA estratto ho ottenuto ottimi risultati dalla successiva PCR (bande nette e ben distinte), permettendo così di genotipizzare con certezza i topi."

Gentilmente fornito da:

Dr. Paolo Armando Gagliardi, PhD
Laboratorio di Migrazione cellulare
Dipartimento di Oncologia
IRCCS Candiolo

Promozione "Prova passaggio PCR-Bio"

Effettuando un ordine di una confezione di prodotto, a scelta tra la vasta gamma degli enzimi e di kit PCR-Biosystems disponibili, ne riceverà un'altra, sempre a Sua scelta, in sconto merce.

Non sono previsti né minimo valore di ordine fatturabile, né contributi per spese di spedizione. A quanti aderiranno alla nostra iniziativa, entro il **31 ottobre 2017** la PCR-Bio offrirà un simpaticissimo peluche di benvenuto.

Chi fosse interessato ad aderire alla nostra proposta di "prova passaggio" può contattare l'Area Sales Specialist di riferimento della propria Zona o rivolgersi direttamente al nostro Servizio Clienti ai recapiti che troverà in calce alla presente.



Servizio Clienti **Resnova** S.r.l.

Via Cadore, 14 - 00045 GENZANO di Roma RM - Italy Tel.: (+39) 06 93955058 - Fax: (+39) 06 93955059
E-mail: servizioclienti@resnovaweb.it Per invio ordini: ordini@resnovaweb.it PEC-mail: resnova@pec.it

Sito WEB: www.resnovaweb.com