



ResNews n. 3

23 febbraio 2026


Lancio di un nuovo prodotto digitalMLPA™: NXtec™ D028 Carrier Panel 1

Gentile Cliente,

Siamo lieti di informarvi che la Società MRC-Holland ha recentemente annunciato il lancio del [nuovo test digitalMLPA™: NXtec™ D028 Carrier Panel 1](#).

Questo innovativo saggio, ad alta processività, consente il rilevamento preciso delle CNV in regioni genomiche associate a nove patologie autosomiche recessive o X linked. Progettato come complemento ideale al sequenziamento, il pannello rileva target genomici associati a atrofia muscolare spinale (SMA), distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMD, BMD), alfa- e beta talassemia, fibrosi cistica (CF), iperplasia surrenalica congenita (CAH), sordità DFNB1 e altro ancora.

Caratteristiche principali:



- Saggio mirato con **>200 sonde** per il rilevamento di CNV e **30 SNV selezionati**
- Elevata specificità in regioni altamente omologhe
- Facile integrazione nei workflow NGS esistenti
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- **<24 ore** dal campione al sequenziatore, con tempo operativo minimo
- Software gratuito, **nessuna competenza bioinformatica richiesta**

Abbiamo il piacere di informarla, inoltre, che per celebrare il lancio del pannello [NXtec™ D028 Carrier Panel 1](#), sul kit in questione viene offerto uno **sconto del 40%**, riservato esclusivamente ai nuovi Clienti digitalMLPA™, valido **fino al 31 agosto 2026**.

Lo sconto si applica ai seguenti prodotti:

100R digitalMLPA probemix (es. D028-100R or 50R D028 + 50R di un altro probemix digitalMLPA)

Kit reagenti digitalMLPA 100R (DRK01-IL)

1 Barcode plate digitalMLPA (BP01-IL o altro; per 700 reazioni)

Condizioni dell'offerta:

- Riservata esclusivamente ai nuovi Clienti digitalMLPA (non valida per chi desidera provare una diversa probemix digitalMLPA, rispetto a quella in uso).
- Lo sconto è valido fino a un massimo di 100R di probemix digitalMLPA. Si può quindi scegliere di acquistarne solo 25R o 50R, ma in tal caso non sarà possibile usufruire successivamente delle reazioni "rimanenti".
- Lo sconto può essere utilizzato anche per combinare più probemix digitalMLPA fino a un totale massimo di 100R. Ad esempio, si può scegliere di ordinare 50R del D028 e 50R di un'altra probemix, ma non 100R di ciascuno. In caso di combinazione di probemix, l'ordine dovrà essere effettuato in un'unica soluzione.
- Per ricevere il codice sconto personalizzato, inviare un'e-mail a servizioclienti@resnovaweb.it indicando nome dell'utente finale, istituto e indirizzo e-mail.
- È previsto un solo sconto per istituto.
- Offerta valida fino al **31 agosto 2026**.

Per ricevere maggiori informazioni cogliamo l'occasione per indicare i riferimenti del nostro [Servizio Clienti](#):

Servizio Clienti  S.r.l
Via dei Colli S.Paolo 3/D – 00072 ARICCIA (RM)- Italy
Tel.: **(+39)0693955058** – Fax.: **(+39)0693955059**
E-mail: servizioclienti@resnovaweb.it – PEC mail: resnova@pec.it
Per invio ordini: ordini@resnovaweb.it – Web site: www.resnovaweb.com